

Gebrauchsfertige Lösung

## Augenspülflasche Kochsalzlösung



### Eigenschaften:

- Sicheres Ausspülen von Fremdkörpern (Staub, Schmutz, Splitter)
- Schnelle, leichte und sichere Anwendung durch ergonomisch geformte Augenschale
- Hohe Funktionssicherheit und Sauberkeit durch Staubkappe
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Gebrauchsfertig
- Gemäß DIN EN 15154-4
- Für den Einmaleinsatz oder zur Nachfüllung der Augenspülstationen

### Anwendung:

- Spülzeit der 200-ml-Flasche: ca. 2 Minuten
- Spülzeit der 500-ml-Flasche: ca. 5 Minuten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
tp.3015100	Augenspülflasche Kochsalzlösung	200 ml
tp.3015101	Augenspülflasche Kochsalzlösung	500 ml